



B. BRAUN
LEPŠÍ PÉČE

PRÍRUČKA
PRE PACIENTOV

NEZADRŽIAVAJTE TO,
ČO VAŠE TELO NEPOTREBUJE

S Actreen® žijem naplno

INTERMITENTNÁ KATETRIZÁCIA MOČOVÉHO MECHÚRA

je v súčasnosti metódou liečby chronickej močovej retencie. Ide o pravidelné jednorazové vyprázdňovanie močového mechúra pomocou močovej cievky. Tento spôsob vyprázdňovania močového mechúra sa najviac približuje fyziologickému stavu vylučovania moču z organizmu.

Zavádzanie cievky u pacientov, najmä pacientov ohrozených infekciou (so zníženou imunitou), sa aplikuje v nemocničnom prostredí. Vo väčšine prípadov však nie je sterilné prostredie nutné. Intermitentnú močovú katetrizáciu zvládne po zaučení sám pacient v domácom prostredí. Tam, kde to nie je z rôznych dôvodov možné, môže výkon aplikovať zdravotnícky personál, alebo aj rodinný príslušník. Katétre pre intermitentnú katetrizáciu sú k dispozícii tak pre mužov, ako aj pre ženy.

Pravidelnosť je pre zdravie kľúčová

Ak Vám lekár naordinoval liečebnú metódu, intermitentnú katetrizáciu, je veľmi dôležité riadiť sa jeho pokynmi. Túto liečebnú metódu lekár zvolil z viacerých dôvodov:

- čo najviac sa priblížiť fyziologickému stavu vylučovania moču z organizmu (štandardne sa tak deje 4–6 krát denne),
- odstrániť nežiaduci reziduálny (zvyškový) moč,
- ochrániť pacienta pred vysokým rizikom častých infekcií močových ciest.

Hlavným dôvodom je však ochrániť pacienta pred zlyhaním obličiek, čo vedie k absolvovaniu dialýzy, prípadne až k následnej smrti.

Je veľmi dôležité dodržiavať všetky stanovené inštrukcie a odporúčania lekára a riadiť sa nimi, a taktiež vykonávať predpísanú intermitentnú katetrizáciu (samocievkovanie) pravidelne, ako Vám bolo naordinované. Bez toho, aby ste zmenu vopred odkonzultovali s lekárom, nesiete tento spôsob vyprázdňovania močového mechúra, samocievkovanie, svojvoľne ukončiť či zameniť za inú zdravotnú pomôcku, napr. permanentný katéter, vložky, plienky, urinálne kondómy. Mohlo by to viesť k zhoršeniu zdravotného stavu či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte.

Život bez obmedzení

Život pacientov s retenciou moču, ktorým bolo odporúčané cievkovanie, môže u niekoho vzbudzovať obavy, ale vďaka moderným Actreen katétrom ide o jednoduchý a bezbolestný spôsob vyprázdnenia močového mechúra. Cievkovanie vyprázdňuje močový mechúr kompletne a efektívne. Moderný dizajn cievok Actreen umožňuje jednoducho a diskrétno ich zbaliť na cestu a použiť všade tam, kde by ste za normálnych okolností vyprázdňovali močový mechúr prirodzenou cestou.

To znamená, že môžete cestovať, pracovať a naďalej žiť Váš normálny aktívny život.

VYBERAJTE Z KOMPLEXNÉHO PORTFÓLIA

poťahovaných močových katétrov B. Braun Actreen®

Nároky na vlastnosti a používanie katetrizačných pomôcok sa môžu u mužov, žien a detí mierne líšiť, preto je výhodou, keď si každý môže vybrať katéter a príslušenstvo presne podľa seba. Nižšie uvádzame základný prehľad dostupných katétrov radu Actreen®. Detailné informácie, ako je typ, priemer katétra alebo kód SÚKL nájdete na actreen.cz, actreen.sk alebo telefonujte na Actreen linku. Radi vám s výberom poradíme.

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie, keďže tento obsahuje dôležité informácie o rizikách spojených s používaním zdravotníckej pomôcky.

Actreen® Hi-Lite Cath

Actreen® Hi-Lite Set

Variabilný katéter so zberným vreckom s kapacitou jedného litra alebo bez zberného vrečka. Katéter je vďaka svojej dĺžke a špeciálnemu zakončeniu vhodný najmä pre mužov.



Actreen® Mini Cath

Actreen® Mini Set

Katéter určený predovšetkým ženám disponuje používateľsky komfortnou dĺžkou len 9 cm. Vo variante so zberným vreckom s kapacitou 700 ml, aj bez.



Actreen® Glys Set

Katéter je napojený na zberné vrecko s odmernou rýskou. Vďaka špeciálne upravenému dizajnu je tento katéter vhodný najmä pre používateľov so zníženou obratnosťou.



Actreen® Lite Cath

Vhodné pre všetkých používateľov, vrátane používateľov so zníženou obratnosťou.



Neviete, ktorý typ katétra si zvoliť? **POŽIADAJTE O VZORKY ZDARMA.**

Stačí zavolať na Actreen linku B. Braun: **+421-910 123 449**



ZELENÁ HVIEZDA

Váš dodávateľ zdravotníckych prostriedkov

www.zelenahviezda.sk

Actreen Linka B. Braun

+421-910 123 449

Informačná linka pre katetrizujúcich sa pacientov
Prevádzka patientskej linky počas
pracovných dní v čase 9–16 hod.

B. Braun Medical s.r.o. | Hlučinska 3 | 831 03 Bratislava | Slovenská republika
Tel. +421-2-638 38 920 | info@bbraun.sk | www.bbraun.sk

