

# Prontosan<sup>®</sup> Wound Gel X

Hydrogel ke zvlhčování a čištění popálenin,  
akutních a chronických ran



**Novinka!**  
Zvýšená viskozita

# Prontosan® Wound Gel X

Hydrogel ke zvlhčování a čištění popálenin,  
akutních a chronických ran

Vysoká viskozita, dobře drží na rozsáhlých ranách

Odstranění povlaků ran – včetně biofilmu

Brání vytvoření biofilmu

Snižuje možnost zavlečení infekce

Bezbolestné nanášení

Pro opakované a dlouhodobé používání

Trvanlivost po otevření 8 týdnů

Sterilní

## POLYHEXANID JE PROSTŘEDEK PRVNÍ VOLBY

„Na základě dobré tkáňové tolerance ... a klinicky zřejmé podpory hojení ran patří polyhexanid mezi prostředky první volby pro léčbu chronických, obtížně zhojitelných, případně velmi citlivých ran (například popáleniny druhého stupně) i pro laváže.“

Zdroj: Společné doporučení k antiseptikům pro ošetřování ran, skupina odborníků, duben 2004

Prontosan® Wound Gel X je viskózní hydrogel ke zvlhčování, čištění a dekontaminaci rozsáhlých akutních a chronických ran a popálenin až do čtvrtého stupně.

### Oblasti použití:

- Akutní rány (zvláště velkoplošné traumatické rány)
- Chronické rány (např. UCV, dekubity, diabetické ulcerace)
- Rány ošetřované při paliativní péči
- Rány způsobené vysokou nebo nízkou teplotou (termické rány), popáleniny I. - IV. stupně
- Odběrové plochy pro transplantace

Může se používat jako hydrogel.

Přípravek	Obsah	Kusů v balení	Katalog. číslo
Prontosan® Wound Gel X	50 g	1 kus	400517
Prontosan® Wound Gel X	250 g	1 kus	400508

Složení: 0,1% polyhexanid, betainový tenzid, glycerol, hydroxyethylcelulóza, purifikovaná voda.

