



Použití standardních infuzních pump k enterálnímu podání

Univerzální enterální sety B. Braun se standardem konektoru ENFit™
pro lahve i vaky

Určeno pouze pro odborníky

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Aplikační systém ENFit™ od společnosti B. Braun umožňuje podávání enterální výživy bez rizika záměny.


Konektory ENFit™ nejsou kompatibilní s intravenózními systémy, díky čemuž je vyloučeno neúmyslné propojení enterálních a intravenózních aplikačních systémů.

Fialová barva enterálních konektorů navíc umožňuje okamžitou vizuální identifikaci enterálních aplikačních systémů.

ENFit™ je registrovaná značka GEDSA a může být použita pouze na základě souhlasu.

Set Infusomat[®] Space

Enterální výživa



1 Univerzální adaptér

Kompatibilní s lahvemi se širokým hrdlem

2 Trn enplus

Kompatibilní výživovými sáčky a s univerzálním adaptérem s portem ENPlus

3 3-cestný kohout s konektorem ENFit™

Kompatibilní s vhodnou enterální stříkačkou s konektorem ENFit™

4 enterální stříkačka s konektorem ENFit™

Kompatibilní s trojcestnými kohouty a přidávacími porty s konektorem ENFit™ a s výživovacími sondami s konektory ENFit™

5 Konektor ENFit™ na převodním systému


kompatibilní s výživovacími sondami s konektory ENFit™

6 Konektor ENFit™ na výživovací sondě

Kompatibilní s převodním systémem a enterálními stříkačkami s konektory ENFit™



DEHP FREE




Podávání výživy



Různé materiály



Varianta ENFit™




Univerzální adaptér



Trn ENPlus

Set Infusomat[®] Space

Enterální výživa



Verze ENFit[™]

Produkt	Konektor / vyživovací systém	Aplikační vstup	Celková délka (cm)	Délka od výstupu pumpy (cm)	Průměr (hadička)		Kapacita plnění (ml)	Materiál	Kusů v balení	Katalog. číslo
					vnitřní (mm)	vnější (mm)				
Set Infusomat [®] Space	S trnem ENPlus a univerzálním adaptérem	Konektor ENFit [™]	320	220	3	4,1	28,1	PUR	40	8250832SP


Set Infusomat[®] Space Safety
s trnem ENPlus a univerzálním adaptérem



PUR = Polyuretan (bez PVC a DEHP)

Set Infusomat[®] plus


Enterální výživa



Verze ENFit[™]

Produkt	Konektor / vyživovací systém	Aplikační vstup	Celková délka (cm)	Délka od výstupu pumpy (cm)	Průměr (hadička) vnitřní (mm)	Průměr (hadička) vnější (mm)	Kapacita plnění (ml)	Materiál	Kusů v balení	Katalog. číslo
Set Infusomat [®] plus	S trnem ENPlus a univerzálním adaptérem	Konektor ENFit [™]	330	220	3,0	4,1	28,0	PUR	40	8700370


Set Infusomat[®] plus s trnem ENPlus a univerzálním adaptérem



PUR = Polyuretan (bez PVC a DEHP)

Prodlužovací hadička Original Perfusor®

Enterální výživa



Konektor ENFIT™ na převodním systému, samec

- Enterální šroubovací konektor na převodním systému (1)
- Není kompatibilní s i.v. systémy.
- Je kompatibilní s enterálními jednorázovými stříkačkami s konektory ENFit™ (2)



Konektor ENFIT™ na převodním systému, samice

- Enterální šroubovací konektor na převodním systému (3)
- Není kompatibilní s i.v. systémy.
- Je kompatibilní s enterálními konektory ENFit™ samec, např. na sondách pro enterální výživu (4)



Varianta ENFIT™



Polyetylen (PE)



DEHP FREE



Bez PVC



Odolná proti tlaku
do 2 barů

Produkt	Materiál	Celková délka (cm)	Průměr (mm)	Zbytkový objem* (ml)	Konektor	Kusů v balení	Katalogové číslo
Prodlužovací hadička Original Perfusor® Safety	PE	150	2,5 x 4,4	7,9	ENFit™	25	87229910

* Zbytkový objem: Objem, který po podání léku zůstane v produktu.

PE = Polyetylen (bez PVC a DEHP)

Přechodové konektory

Enterální výživa



Polyetylen (PE)



DEHP FREE



Bez PVC

Produkt	Materiál	Kusů v balení	Katalogové číslo
Přechodový konektor z ENFit™ na ENLock	PE	100	4495106
Přechodový konektor z ENFit™ na Reversed LuerLock	PE	100	4495103

Spotřební materiál uvedený v této brožuře je zdravotnický prostředek.

B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

CZ0261_2024-03-07