



Actreen® Hi-Lite Cath
Actreen® Hi-Lite Set
Actreen® Mini Cath
Actreen® Mini Set

„S Actreen® žiji naplno“

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH
KATÉTRŮ A KATÉTRŮ SE SBĚRNÝM SÁČKEM

Actreen® Hi-Lite Cath Actreen® Hi-Lite Set

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATÉTRŮ A KATÉTRŮ SE SBĚRNÝM SÁČKEM

- Maximálně bezpečný a ekologicky šetrný katétr
- Snadné zavádění, složitelnost, nezalamuje se
- Připraven ihned k použití
- Garance lubrikace katétru 60 min od jeho otevření
- Sběrný močový sáček s kapacitou 1l a s anti-refluxní chlopní
- Lehký a skladný
- Diskrétní balení



Diskrétní pouzdro je součástí každého balení (mimo velikosti CH18)

Actreen® Mini Cath Actreen® Mini Set

POTAHOVANÉ MOČOVÉ KATÉTRY S OCENĚNÝM REVOLUČNÍM DESIGNEM SPECIÁLNĚ PRO ŽENY

- Maximálně bezpečný, diskretní katétr v délce pouhých 9 cm
- Ekologicky šetrný katétr
- Okamžitě k použití bez nutnosti další aktivace, kdykoliv a kdekoliv
- Diskrétní pouzdro jako součást každého balení
- Designový močový katétr
- Anti-refluxní chlopeň
- Sběrný močový sáček o objemu 700 ml



LATEX
FREE


PVC
FREE



LUBRIKAČNÍ VLASTNOSTI
zůstávají zachovány při teplotách
-20 až +55 °C

Technologie Actreen®

1. JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE POTAŽENÍ HYDROFILNÍM GELEM



Výhody pro pacienty:

- Není potřeba žádné dodatečné lubrikace
- Ihned k použití
- Garance lubrikace 60 min od otevření



NEVYSYCHÁ!


2. VLASTNOSTI CÉVKY A INOVATIVNÍ OBAL



Hladké otvory
na konci katétru



Bezdotykový systém
minimalizuje rizika
kontaminace cévky
během manipulace



Specifický tvar
konektoru zajišťuje
snadnou manipulaci
s cévkou

Před použitím každého z uvedených zdravotnických prostředků si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku; mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním. Výrobem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Medical S.A.S., se sídlem na adrese Rue Armengaud 26, 92210 Saint-Cloud, Francie.

Actreen® Mini Set je intermitentní urologické katétrů jsou určeny pro intermitentní močovou katetrizaci u žen s chronickou močovou retencí nebo potížemi s vyprazdňováním. Actreen® Mini Set je sterilní, lubrikovaný katétr, připravený k okamžitému použití, napojený na sběrný sáček s antirefluxním ventilem. Zdravotnický prostředek.

Actreen® Mini Cath je sterilní lubrikovaný močový katétr (cévka) pro intermitentní cévkování. Je koncipován speciálně pro ženy a připraven k okamžitému použití. Zdravotnický prostředek.

Actreen® Hi-Lite Set Nelaton/Tiemann je sterilní předlubrikovaná sada ihned k použití s antirefluxním ventilem pro intermitentní močovou katetrizaci. Zdravotnický prostředek.

Actreen® Hi-Lite Cath Nelaton/Tiemann je sterilní lubrikovaný močový katétr (cévka) pro intermitentní cévkování močového měchýře, připravený k okamžitému použití. Zdravotnický prostředek.



20 let
zkušeností



60 min
nevysychá






1,3 až 2 krát MÉNĚ
odpadu za rok* při používání
Actreen® Hi Lite



* ve srovnání s běžnými výrobky na evropském trhu

- Extra lehký produkt
- Jednoduchý funkční design
- Vyrobeno z recyklovatelného materiálu
- MAXIMÁLNĚ EKOLOGICKÝ

Actreen® Hi-Lite Cath

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalog. číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 41	CH 08	2,7	238108U	30	5004485
	CH 10	3,3	238110U		5004486
	CH 12	4,0	238112U		5004487
	CH 14	4,7	238114U		5004488
	CH 16	5,3	238116U		5004489
 Nelaton 41	CH 08	2,7	238208U	30	5004480
	CH 10	3,3	238210U		5004481
	CH 12	4,0	238212U		5004482
	CH 14	4,7	238214U		5004483
	CH 16	5,3	238216U		5004484
 Nelaton 20	CH 06	2,0	238306U	30	5004474
	CH 08	2,7	238308U		5004475
	CH 10	3,3	238310U		5004476
	CH 12	4,0	238312U		5004477
	CH 14	4,7	238314U		5004478
	CH 16	5,3	238316U		5004479

Actreen® Hi-Lite Set

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalog. číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 37	CH 10	3,3	242110U	30	5004526
	CH 12	4,0	242112U		5004527
	CH 14	4,7	242114U		5004529
	CH 16	5,3	242116U		5004530
	CH 18	6,0	242118U		5004531
 Nelaton 37	CH 10	3,3	242210U	30	5004524
	CH 12	4,0	242212U		5004525
	CH 14	4,7	242214U		5004729
	CH 16	5,3	242216U		5004731
	CH 18	6,0	242218U		5004733

Actreen® Mini Cath / Set

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalog. číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
Nelaton 9	CH 08	2,7	228008U	30	5011414
	CH 10	3,3	228010U		5004473
	CH 12	4,0	228012U		5004508
	CH 14	4,7	228014U		5004509
	CH 16	5,3	228016U		5011413
Nelaton 9 Set	CH 10	3,3	239010U	30	5004532
	CH 12	4,0	239012U		5004533
	CH 14	4,7	239014U		5004534

B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
 Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz