

# Flexima® Uro Silk

Jednodielný rad stomických pomôcok pre urostómiu

- Jednodielný stomický systém pre urostómiu
- Ohranná podložka ve tvare kvetu sa prispôsobí prirodzeným záhybom pokožky
- Vysoká diskretnosť
- Ventil proti spätnému toku moču
- Unikátny vypúšťací kohút (vysoká bezpečnosť, vysoký komfort, jednoduchá manipulácia)
- Vrečko je vybavené bezpečným odtokovým systémom s možnosťou pripojenia k iným zberným vreckám na moč




Vrečko je vybavené bezpečným vypúšťacím systémom s možnosťou napojenia na ďalšie zberné močové vrecká



Zatvorený




Otvorený



Konektor



Priame napojenie do zberného vrecka

	Názov výrobku	Farba	Veľkosť	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusov v bal.	Katalóg. číslo	Kód ŠÚKL
	Flexima® Uro Silk - urostomické vrecká	<input checked="" type="checkbox"/>	Midi	630	12-55	30	044914U	F87499
		<input type="checkbox"/>	Midi	630	12-55	30	044913U	F87498
	Možné napojiť zberný systém Urimed B'Bags							

- Běžové split cover
- Běžové
- Transparentné